

## 精製ダニ抗原 Der fII

---

製品コード	: AGDF2-010
内容	: 大腸菌から調製した rDer fII を、1%ラクトース添加 PBS に 100 $\mu$ g/ml の濃度に溶解し 1 バイアルに 500 $\mu$ l 分注した後、凍結乾燥したもの。
純度	: SDS-PAGE、CBB 染色後、単一バンドを示す。 抗 Der fII モノクローナル抗体を使用した WesternBlotting で、ダニ虫体由来 Der fII と同分子量の単一バンドを示す。
容量	: 50 $\mu$ g/本
使用方法	: 500 $\mu$ l の精製水を加え混和溶解し、100 $\mu$ g/ml に調製する。 完全に溶解したことを確認してから使用する。
保管	: 2~8 $^{\circ}$ C で保管。但し復水した製品 (100 $\mu$ g/ml) は必要に応じ適切な保存剤を加え 2~8 $^{\circ}$ C で保管。(凍結融解は不可)
ロット番号	: AGDF20-xxxx
文献	: King TP,et al.:Allergen Nomenclature <i>Int.Arch.Allergy-Immunol.</i> 105:224-233(1994) Yuuki T,et al.:Cloning and sequencing of cDNA corresponding to mite major allergen Der fII . <i>Jan.j. Allergology.</i> 39:557-561(1990) Ichikawa S,et al.:Solution structure of Der fII ,the major mite allergen for atopic diseases. <i>J.Biol.Chem.</i> 273:356-360(1998)
注意	: 本品は研究用であり、診断用、治療用には使用しないでください。アレルギー性があるので取り扱いに注意してください。復水時に濁りを生じることがあります。

---

製造元 : 株式会社 シバヤギ  
〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1  
TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313  
<E-mail>syc-info@shibayagi.co.jp  
<URL><http://www.shibayagi.co.jp>